

# Neutec®

NEUROSPONGES

by fabco®

 Medsorb Dominicana, S.A.  
Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • R.D.

Manufactured for:

*First Aid Bandage Company*

3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA  
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

**Neutec® is a registered trademark of  
First Aid Bandage Company**

1391-00000-00150 Rev. G

## Neurokirurgiska svampar

(Läs före användning)

### BESKRIVNING

Neutec neurokirurgiska svampar är tillverkad av absorberande material med markörer som detekteras i röntgen. Det sitter en tråd på vissa svampar för att enklare kunna fastställa placering och antal under den postkirurgiska verifieringsprocessen. Neutec neurokirurgiska svampar används för skydd av neurokirurgisk vävnad under kirurgiska ingrepp. Vävnader omfattar hjärnvävnad och annan nervvävnad i centrala nervsystem.

### BRUKSANVISNING

- Steg 1. NÄR DU ÖPPNAR PRODUKTPAKETET –**  
Bekräfta antalet svampar när paketet är öppet.
- Steg 2. FUKTA FÖRE ANVÄNDNING –**  
Fukta svampen med fysiologisk koksaltlösning före applicering på vävnad.
- Steg 3. AVLÄGSNANDE –**  
Byt ut svamparna på trådkortet (om tillämpligt) när de avlägsnas från såret.
- Steg 4. INNAN DU STÄNGER –**  
Bekräfta antalet svampar.

### FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR

- Använd ej om den individuella förpackningen har skadats eller öppnats. Produkten är steril så länge den individuella förpackningen inte har öppnats, skadats eller dess utgångsdatum är passerat. Använd korrekta aseptiska tekniker under alla hanteringsfaser.
- Den här produkten är endast avsedd för engångsbruk och den får inte omsteriliseras. Återanvändning kan resultera i mikrobiell kontamination och påföljande försämring av patientens hälsa. FABCO ansvarar inte för någon produkt som har steriliserats om och/eller återanvänts.
- Enskilda enheter bör endast vara i kontakt med vävnad i <15 minuter.
- Glöm inte att avlägsna svamparna. Underlåtenhet att avlägsna svampar från patienten kan resultera i en främmandekroppsreaktion.
- Undvik att skära svamparna eftersom fragment utan material som syns i röntgen kan hamna i operationsstället. Fragment som ligger kvar i operationsstället kan leda till en oavsiktlig negativ reaktion.
- Tråden (om tillämpligt) syns inte i röntgen eftersom den inte är röntgentät. Den sitter endast i svamparna för att enklare se var den sitter eller identifiering. Använd inte trådarna för att avlägsna svamparna från operationsstället för att förebygga att de lossnar.
- Räkna alla enheter före och efter operationen innan ingreppet avslutas. Använd röntgen för att hitta enheterna i händelse av att du inte kan hitta en enhet. Underlåtenhet att verifiera antal kan leda till ytterligare ingrepp och/eller göra så att kirurgen tar längre tid.
- Endast röntgentäta markörer syns på avbildningen. Storleken och positionen för röntgentäta markörer kan påverka deras synlighet.
- Små svampar kan vara dolda från röntgen när de ligger bakom ben eller i sjukligt överviktigt personer. Vi rekommenderar att minst tre vyer, med hjälp av optimala parametrar för avbildningsutrustningen (röntgen), i olika vinklar (t.ex. i 45 grader, 22,5 grader och 0 grader) för fram- och baksida, eller lämpligt plan, används och granskas för att hitta en enhet som saknas. Om du har funderingar kring visualisering ska du kontakta en lokal avbildningsexpert för att etablera optimala radiografiska parametrar (t.ex. kVp, mAs) för visualisering med avbildningsutrustningen.
- Användningen av och riskerna relaterade till lösningar andra än fysiologisk koksaltlösning, som används för att fukta svampen, har inte utvärderats av FABCO.
- Inte avsedd att användas som ett sårforband eller allmän kirurgisk svamp. Den här svampen är endast avsedd för användning i kirurgiska ingrepp där neurologisk vävnad måste skyddas.
- Den gröna röntgenmarkören (röntgentät) måste vara närvarande och sitta säkert i svampen. Använd inte om röntgenmarkören saknas eller inte sitter ordentligt.

### Ftalatvarning

Det röntgendetekterbara materialet i denna enhet innehåller ftalater, specifikt diisononylftalat (DINP). Resultaten från vissa djurförsök har visat att ftalater kan vara reproduktionstoxiska. Risker för spädbarn (pojkar) kan inte uteslutas vid långvarig exponering eller applicering baserat på nuvarande vetenskapliga kunskaper. Läkemedel som innehåller ftalater ska endast användas tillfälligt av gravida kvinnor, ammande mödrar, bebisar och spädbarn.

REF

Beställningsnummer

LOT

Lotnummer

STERILE EO

Steriliserad  
med etylenoxid

!

Läs  
instruktionerna

⊘

Återanvänd ej

⌚

Utgångsdatum

PHT

DINP

Neutec® är ett registrerat varumärke som tillhör First Aid Bandage Company.