

IVALON

Surgical Products
by fabco®

术后耳部填塞材料

CE 0459



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

fabco®

Manufactured for:
First Aid Bandage Company • 3 State Pier Road • New London, CT 06320 • USA
Phone: (860) 443-8499 • Fax: (860) 442-8699 • www.fabco.net

Medsorb Dominicana, S.A. • Zona Franca Industrial • San Pedro de Macoris • Dominican Republic

IVALON® 是 Medsorb Dominicana S.A. 的注册商标。

1391-50334-00122 Rev. F

术后耳部填塞材料

(在耳科手术后使用。)

使用说明

第 1 步. 塞入前准备工作

在耳部填塞材料的后端和两侧涂抹水溶性乳膏或润滑剂，使其容易塞入。如果需要，可以使用剪刀修剪 IVALON® 耳部填塞材料。

第 2 步. 塞

用镊子夹住耳部填塞材料。轻轻将耳部填塞材料塞入外耳道或乳突腔，但要使填塞材料未进行涂抹的前端露在外面，以便进行润湿。



第 3 步. 润湿

使用装有无菌盐水、无菌水或抗生素溶液的注射器润湿填塞材料。



第 4 步. 取出前准备工作

在取出填塞材料之前，有必要对耳部填塞材料再次进行局部润湿。

第 5 步. 取出

用镊子夹住填塞材料后轻轻地拉出。



注意

- 无菌器械 - 仅限一次性使用。重复使用可造成微生物污染，导致患者以后健康恶化。FABCO 不对经过重复灭菌和/或重复使用的任何产品负责。
- 不要让流出物硬化，否则会阻碍流出物流动。
- 不要在临近外科手术的位置剪切纱布。纱布碎屑可能会进入患者的伤口部位。如未能清除患者体内的纱布碎屑，则可能导致异物反应。
- 该器械必须由医生使用。
- 填塞材料放置在体内的时间不得超过十 (10) 天。如果吸液芯放置在体内的时间过长，可能导致组织坏死、组织向内生长、污染，或者增加中毒性休克 (参阅下文) 的风险。
- 如果包装已经拆开、损坏或者超出有效期，则不要使用产品，以防产品可能受到污染或者丧失无菌性。在操作的所有阶段，采用正确的无菌技术。
- 应将用过的填塞材料当作生物废弃物，并按照当地法规予以处理。

中毒性休克

在极少数情况下，与使用及不用耳部填塞材料的耳科手术有关的生理化学条件可能造成中毒性休克 (TSS)。TSS 的警示性前兆包括：突然发热 (通常达到 102° 或更高)、呕吐、腹泻、眩晕、昏厥 (或者在站立时快要昏厥)、和/或外观类似晒斑的皮疹。如果出现 TSS 的这些前兆或其它前兆，立刻取出填塞材料并且立即求医。IVALON® 耳部填塞材料不具备抗微生物性能，对已经发生的感染没有抑菌作用，并且也不能防止新的感染发生。如果已经出现感染，建议进行适当的治疗。

REF

再订购编号

LOT

批号

STERILE R

辐照灭菌



使用塞入物



不得重复使用



有效期

IVALON® 是 Medsorb Dominicana S.A. 的注册商标。

1391-50334-00122 Rev. F [CHS]